




0051

Fiche technique

V2B+

sonde vaginale



CARACTÉRISTIQUES

- 2 électrodes semi-circulaires
- Connexion : fiche banane femelle 2mm
- Diamètre : 2,5 cm
- Longueur : 12,5 cm
- Poids : 38g
- Sans nickel

PRÉSENTATION

Ses 2 électrodes semi-circulaires permette une stimulation et un enregistrement global ou sélectif du périnée (D ou G).

Ce type d'électrode évitent une stimulation nociceptive antérieure, surtout en cas de prolapsus avéré.

INTÉRÊT PRATIQUE DE LA SONDÉ

1 - Stimulation électrique - SEF

- Stimulation globale classique ou D & G des muscles releveurs

2 - Biofeedback - BFB/EMG

- Enregistrement global classique ou D & G des muscles releveurs

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA SONDÉ

1 - Stimulation électrique - SEF

- Insuffisance musculaire
- Renforcement musculaire phasique et/ou tonique
- Insuffisance sphinctérienne
- Inhibition de l'hyperactivité vésicale
- Prise de conscience globale

2 - Biofeedback - BFB/EMG : couché ou debout

- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en décubitus dorsal couché
- Contrôle des progrès de l'activité EMG du périnée global ou D & G

