



SPECIFICATIONS

- **Connexion** : 2mm female banana plug and DIN3 male
- **Diameter**: 2 cm
- **Length**: 10 cm
- **Weight**: 64g (female) - 74g (male)

PRESENTATION

Sa forme permet une introduction et un maintien efficace de la sonde. Utilisation simple et efficace. Les électrodes circulaires sont positionnées pour une action optimale, mais un repérage des muscles releveurs par le thérapeute peut s'avérer nécessaire.

PRACTICAL BENEFITS OF THE PROBE

Grâce à ses dimensions, cette sonde est adaptée pour les atrophies : vaginales, transversales ou longitudinales.

THERAPEUTIC APPLICATIONS OF THE PROBE

1 - Electrical stimulation - SEF

- | | |
|--|--|
| → Stimulation bilatérale classique D&G des muscles releveurs | → Hyperactivité vésicale |
| → Insuffisance musculaire | → Prise de conscience globale |
| → Renforcement musculaire phasique et/ou tonique | → Mise en évidence et mesure d'une insuffisance musculaire |
| → Insuffisance sphinctérienne | → Contrôle des progrès de la récupération fonctionnelle |

2 - Biofeedback - BFB/EMG

- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en décubitus dorsal couché